

FID气体工作站

FID气体工作站

FID-H₂/AIR系列



FID-H₂/AIR系列高纯氢气发生器和ZA系列零级空气纯化装置完美组合成桌式FID气体工作站单元，体积小，可以为实验室GC-FID、NPD、FPD等设备提供洁净、干燥的氢气和空气。

FID/H₂/AIR工作站，氢气纯度>99.9995%，H₂O露点<-55℃，CH₄<0.05ppm，CO<0.05ppm，O₂<1ppm。

FID-H₂/AIR气体工作站技术规格

FID气体工作站	氢气流速mL/min	零级空气流速mL/min	功率, W	尺寸,WxHxD cm	重量, Kg
FID-H ₂ /AIR-100-1500	100	1500	180	28x43x31	12
FID-H ₂ /AIR-140-1500	140	1500	200	28x43x31	12
FID-H ₂ /AIR-180-1500	180	1500	220	28x43x31	12

机架式氢气发生器

RACK-H₂系列



RACK-H₂系列发生器为气相色谱FID/NPD/FPD/TCD/THA提供燃烧气和载气。

型 号	氢气流速mL/min	氢 气 纯 度	储水罐体积	尺寸,WxHxD cm	氢气输送压力
RACK-ND-H ₂ 系列	120 180 260	大于99.9995%	1.2 L	标准19"机架4U D=40cm	10 Bar
RACK-WM-H ₂ 系列	120 180 260 400 500 650 800 900 1000	大于99.99999%	1.2 L	标准19"机架4U D=40cm	12 Bar

RACK-H₂系列发生器主要特点：

专利气水分离器电子控制技术

彩色触摸屏设计

自动补水功能

www.lumtech.com.cn



400-810-8267

北京绿绵科技有限公司

北京总部 北京市海淀区北四环西路68号左岸公社806-807室(100080) 电话: 010-8267 6061/2/3/4/5/6/7 传真: 010-8267 6068

杭州技术中心 浙江省杭州市华星路嘉绿青苑5栋3单元201室(310012) 电话: 0571-8890 2371/2372/2395 传真: 0571-8717 8257

上海办事处 上海市徐汇区82号光大会展中心E座2601、2603室(200235) 电话: 021-6432 0661 传真: 021-6432 0670

西安办事处 陕西省西安市碑林区友谊东路81号天伦盛世大厦2号楼905室(710054) 电话: 029-8523 6958 传真: 029-8523 6958-802

郑州办事处 河南省郑州市花园路39号郑州国贸中心2-2-606室 (450000) 电话: 0371-87095687 传真: 0371-65713275



绿绵科技
Lumiere Tech Ltd.